

Flacons NOVAPrep®

Un tout nouveau dispositif exclusif et breveté de décantation différentielle pour la cytologie en milieu liquide permettant d'utiliser un fixateur unique adapté à tous les types de prélèvements

La Qualité et la Sécurité avant tout

- Flacon fermé tout au long du process (bouchon avec membrane percable et cicatrisante)
- 100% de l'échantillon recueilli transmis au laboratoire
- Fixateur non toxique validé pour les études immuno-cytochimiques et les techniques complémentaires de biologie moléculaire

La gamme NOVAPrep®

- **NOVAPrep® Vial Test** : Premier flacon conçu pour les prélèvements par brossage



Permet d'extraire mécaniquement les cellules par contact des soies sur le filtre et de détacher facilement l'extrémité amovible des brosses

Permet d'extraire par frottement les cellules prélevées par un écouvillon non sécable au niveau du coude en U

- **NOVAPrep® Non Gyn Vial Test** : Premier flacon conçu pour les prélèvements par ponction à l'aiguille



Permet de décharger facilement le prélèvement dans le flacon par passage de l'aiguille au travers de la membrane (jusqu'à 3 passages)

- **NOVAPrep® High Collection Volume Device** : Flacon de 180mL pour les prélèvements > 15mL

- **NOVAPrep® Preservative Solution** : Flacon de 1L de fixateur pour les prélèvements reçus non fixés